

Vibrační pás VIBRACTION

1. Nepoužívejte v průběhu těhotenství, v případě že trpíte trombózou nebo podstupujete jakoukoliv léčbu
2. Pokud jste vážněji nemocní, prodiskutujte používání tohoto přístroje se svým praktickým lékařem
3. Pokud při používání Vibračního pásu pocítíte nevolnost, ihned používání přerušete
4. Nepoužívejte přístroj ve vlhku, či vysokých teplotách
5. Přístroj skladujte mimo dosah dětí
6. Používejte výhradně přiložené kabely a adaptéry
7. Po každém použití odpojte přístroj od elektrické sítě
8. Přístroj se sami nepokoušejte opravovat

Používání opasku

1. Opasek rozepnete, přiložte ho na požadované místo na těle a opět ho zapnete
2. Ujistěte se, že opasek dobře a pevně sedí
3. Poté zapojte přístroj pod elektrické napětí

Ovládání

1. Po zapojení přístroje stiskněte tlačítko ON/OFF
2. Zvukový signál a rozsvícení a červeně LED diody „power“ oznámí, že přístroj je připravený k použití
3. Zvolte jeden z provozních režimů – automatický/manuální

Čištění a údržba

1. Přístroj Vibration po každém použití utřete měkkým navlhčeným hadříkem
2. Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě