

Desktop návod na použití

Vhodný pro masáž v sedě kdekoliv. Potřebujete pouze židli a stůl.

Popis:

Ergonomický design opěrky hlavy

Střední část pro nastavení sklonu

Hrudní polstrování

Šroub spolu s nastavením výšky hlavy

Uvolněte vačku zásuvky a nastavte úhel hrudní desky, závěrku uzavřete.

Vložte tvář do otvoru a nastavte požadovanou výšku. Dále nastavte úhel a uzavřete.

Pokud to pacient vyžaduje, zvyšte výšku sedadla asi 20 cm, zatímco pacient sedí.

Pokud je potřeba, nastavte znovu výšku a úhel. Nastavení je snazší, pokud pacient sedí s obličejem v opěrce hlavy.

